



Presseinformation

Weltneuheit:

Neues Kontakt-Karieshandstück für KaVo KEY Laser 3

Biberach/Riss, IDS 2007.

Als Weltneuheit wird KaVo auf der IDS 2007 das neue Karies-Kontakthandstück 2063 für den KEY Laser 3 vorstellen. Es ist das weltweit erste Kontakthandstück für Hartgewebslaser, das während der Behandlung den direkten Kontakt zur Zahnoberfläche ermöglicht.

Mit dem neuen KaVo Karies-Kontakthandstück 2063 für den Er:YAG Laser KEY 3, ist es nun erstmals möglich, im direkten Kontakt zur Zahnoberfläche taktil kariöse Zahnschubstanz abzutragen, ohne dabei den Laserkeil zu beschädigen. Das aus dem KEY Laser 3 Einsatz in der Parodontologie bereits bekannte Feedback-System kann zur Unterstützung des Kariesabtrages zugeschaltet werden. Das einzigartige, auf Laserfluoreszenz basierende Feedback-System ist eine spezielle Kombination aus Diagnose- und Therapiesystem. Es ist in der Lage, sowohl erkrankte Zahnschubstanz, als auch Konkremente zu erkennen. Über die patentierte Wasserzufuhr, die in jedem Applikationswinkel eine gute Kühlung der Präparationsstelle erzielt, werden unerwünschte thermische Nebenwirkungen vermieden. Dadurch kann das Schmerzempfinden des Patienten zusätzlich reduziert werden.

Mit Hilfe eines Upgrades können alle im Markt befindlichen KEY Laser 3 für die Verwendung des neuen Kontakt-Karieshandstücks aufgerüstet werden.

Produktinformationen:

KaVo Dental GmbH
Simone Borowski
Bismarckring 39
88400 Biberach / Riss
Tel. 07351-56-1599
Fax 07351-56-1659
E-Mail info@kavo.com

Pressekontakt:

KaVo Dental GmbH
Petra Auracher
Bismarckring 39
88400 Biberach / Riss
Tel 07351-56-1691
Fax 07351-56-1659



Presseinformation

Der KaVo KEY Laser 3 ermöglicht zusammen mit drei weiteren Handstücken eine schonende, effektive und schmerzarme Anwendung in Parodontologie, Konservierender Zahnheilkunde, Endodontie, Periimplantitistherapie und Chirurgie. Mit seiner Vielzahl an zugelassenen Indikationen, auch von der FDA, bietet dieser Laser das breiteste Einsatzspektrum aller am Markt befindlichen Lasersysteme.

Sämtliche Funktionen des Lasers können über den Multifunktionsfußanlasser oder die Menüsteuerung am Touchscreen gesteuert werden. Aufgrund der integrierten, regulierbaren Sprayversorgung, der Flexibilität der Lichtleitfasern, der Rollenlagerung und des einfachen Anschlusses an eine vorhandene Steckdose ist der Laser mobil und sofort einsatzbereit.

Zeichen: 2.074

Produktinformationen:

KaVo Dental GmbH
Simone Borowski
Bismarckring 39
88400 Biberach / Riss
Tel. 07351-56-1599
Fax 07351-56-1659
E-Mail info@kavo.com

Pressekontakt:

KaVo Dental GmbH
Petra Auracher
Bismarckring 39
88400 Biberach / Riss
Tel 07351-56-1691
Fax 07351-56-1659